

ANPASSUNGEN SPECTARIS CL-FORMATE IN VERSION 1.11

TEMPLATES CONTACTLENSES

Neue Features

DepthCentralOpticalZone (FeatureValue)

Erhöhter Vertiefungswert der zentralen optischen Zone

EdgeFlattening (FeatureValue)

Randabflachung, für weiche CL (sphärisch). Bei harten CL wird Exzentrizität (Excentricity) verwendet (aspärisch).

IrisRingVariant (FeatureEnum)

Irisring Variante

LimbalZone (FeatureEnum, Werte true/false)

Limbale Entlastungszone, Anwendung bei dezentrierten Ortho-K CL

OpticalZone2 (FeatureValue)

Durchm. Vorderoptikzone 2

ScleralDiameter (FeatureValue)

Durchmesser bei der die Skleralzone (Radius) beginnt

SpecialReverseZoneOrthoK (FeatureEnum, Werte true/false)

Spezial Reversezone Ortho-K für schwache oder starke Myopien

Änderungen

Diagnostics

Änderung Bestellrelevanz includeInOrder="false" statt "optional"

TEMPLATES GLOBAL

Neue Features***ProductFamily (FeatureEnum)***

Definition der Produkt-Familie als übergeordnete Gruppe mehrerer Artikel-Linien
(Bsp. Produkt-Familie=Contact, Produktlinie=Contact Pro)

ProductSupplement (FeatureEnum)

Optionale Ausführung bzw. optionaler Produkt-Zusatz

ProductVariantGroup (FeatureEnum)

Produkt-Varianten-Gruppe - Zur Gruppierung gleicher Artikel mit unterschiedlichen
Ausführungen (Packungsgröße, mit/ohne Tausch), die im Katalog als Einzel-Artikel abgelegt
sind.

Änderungen

Feature ***ElectronicOrderNotAllowed*** wurde entfernt. Wird durch das entsprechende Attribut
electronicOrderingAllowed abgedeckt.

ORDERRESPONSE-SCHEMA

Attribut ***orderItemStatus*** wurde um den Wert 8 ergänzt.

Beschreibung: Modified / Beim Hersteller geändert, z.B. 3x3er Boxen statt 1x9er Box

Die aktuellen Formatbeschreibungen und weitere Informationen finden Sie online unter www.look4.de oder bei:

LOOK4 COMPANY GmbH



Nelly-Sachs-Straße 1

79111 Freiburg

www.look4.de

Tel. +49 (0)761 130 74 75

Fax +49 (0)761 130 74 77

Mail: info@look4.de